

ne  hm


2006 – 2026

DISTRIBUTEUR EXCLUSIF DE DISPOSITIFS MÉDICAUX

KITS CHIRURGICAUX PERSONNALISÉS
PRODUITS STÉRILES - PLATEAUX TECHNIQUES

SUTURES - 2026


PROTECTION JETABLE
GANTS D'EXAMEN & DE CHIRURGIE
STÉRILISATION
EQUIPEMENT BLOC SUR MESURE



« Ayant pour ambition de parfaire l'acte chirurgical, Néohm a conçu exclusivement pour la chirurgie dentaire – implantaire – greffe osseuse & mucogingivale, une gamme complète de sutures avec des matériaux différents pouvant répondre à toute indication clinique et exigence technique de la part du praticien. »

Cédric Vigo - Président Néohm

Un design de l'aiguille optimisé



La forme de l'aiguille, triangulaire en reverse-cutting en acier inoxydable, permet grâce à son affûtage optimisé une pénétration aisée dans les lambeaux sans traumatiser les tissus.

Plusieurs matériaux de fil

Il appartient au praticien de sélectionner le fil le plus approprié à son indication clinique, au profil de sa chirurgie et à sa philosophie de travail afin d'optimiser la qualité de sa cicatrisation. Il pourra choisir entre :

- un **MONOFILAMENT RÉSORBABLE** (Monofast / Monosorb) idéal pour la gestion des tissus mous, la greffe et les chirurgies classiques ; la cicatrisation est optimisée car la plaque dentaire est limitée,
- un **MONOFILAMENT NON-RÉSORBABLE** (Polypropylène / Nylon / PTFE) pour vos interventions en muco-gingivale et autres greffes ou reconstructions,
- un **MULTIFILAMENT RÉSORBABLE** en poly(glycolide-co-L-lactide) (90/10) revêtu d'un mélange de poly(glycolide-co-L-lactide) (30/70) et de stéarate de calcium,
- un **MULTIFILAMENT NON-RÉSORBABLE** en Soie.

Monofast - résorbable rapide



90 - 120j



violet



résistant



lisse



Aiguille	Fil		Tarifs TTC / boîte		
	Section	Réf. produit	3 boîtes	5 boîtes	10 boîtes
1/2 cercle - 13mm	6/0	DM26PC	92,70€	86,10€	80,20€
1/2 cercle - 16mm	5/0	DM29PC	86,90€	80,30€	77,20€
3/8 cercle - 13mm	6/0	DM19PC	90,60€	82,50€	76,80€
3/8 cercle - 16mm	3/0	DM13PC	69,50€	65,50€	61,60€
	4/0	DM03PC	76,00€	69,60€	66,80€
	5/0	DM01PC	73,40€	67,30€	62,40€
3/8 cercle - 19mm	6/0	DM18PC	80,60€	74,60€	68,60€
	3/0	DM17PC	68,90€	64,80€	61,60€
	4/0	DM16PC	73,40€	67,00€	63,30€
	5/0	DM14PC	72,80€	66,60€	61,70€
	6/0	DM15PC	75,60€	70,80€	68,20€



Dr. Gary FINELLE - Dental7Paris

Les sutures Monofast monofilament résorbables allient simplicité d'utilisation pour le praticien et confort pour le patient dans quasiment toutes les situations cliniques. Je ne les utilisais initialement que pour des indications précises m'affranchissant de dépose de fils hasardeuses. Je dois dire que je les utilise depuis 2021 dans ma pratique quotidienne dans presque toutes les situations cliniques du 5/0 et 6/0 en Monofast et 7/0 en Monosorb ; une belle découverte !



Dr. Patrice MARGOSSIAN - Smile Concept

Les sutures sont loin d'être un point de détail en chirurgie. L'objectif est de maintenir la stabilité des tissus durant les premiers jours post-opératoires. Les propriétés physico-chimique du fil Monofast, notamment son élasticité, en font un produit de référence.



Dr. Pierre KELLER - Pk-Formations

J'utilise la suture Monofast 6/0 lors des plasties vestibulaires de Kazanjian. Le caractère résorbable de cette suture est essentiel pour cette technique d'approfondissement vestibulaire. La taille et le format de l'aiguille permettent de suturer le plan profond avec facilité. Enfin, la rigidité de l'aiguille garantit l'ancrage périosté dans le fond du vestibule. Je suis ravi de l'utilisation de cette suture dans cette indication mais aussi dans toutes mes chirurgies muco-gingivales.

Monosorb - résorbable



180 - 210 j



violet




résistant



lisse




Aiguille	Fil		Tarifs TTC / boîte		
	Section	Réf. produit	3 boîtes	5 boîtes	10 boîtes
3/8 cercle - 8mm	7/0	DM21PD	111,40€	103,20€	95,20€
3/8 cercle - 13mm	6/0	DM18PD	97,30€	89,70€	82,70€
	7/0	DM19PD	106,20€	98,90€	90,90€
3/8 cercle - 16mm	3/0	DM10PD	78,00€	73,10€	68,20€
	4/0	DM14PD	79,50€	73,60€	68,70€
	5/0	DM01PD	81,60€	75,80€	69,70€
3/8 cercle - 19mm	6/0	DM15PD	87,20€	80,30€	74,30€
	3/0	DM16PD	72,90€	67,90€	62,90€
	4/0	DM17PD	77,20€	72,30€	67,40€
	5/0	DM11PD	79,50€	73,50€	68,60€



Dr. Frédéric CHAMIEH

En chirurgie muco-gingivale péri-implantaire, le fil Monosorb 7.0 est un atout majeur tant par la capacité de pénétration tissulaire de l'aiguille qui permet de suturer des tissus extrêmement fins que par la résistance à la rupture qui autorise une traction tissulaire lorsque celle-ci est nécessaire.

La résorption de ce fil est respectueuse des tissus en voie de cicatrisation et a l'avantage de ne pas retenir de plaque bactérienne.



Drs. Romain CHALEIL et Aurélien THOLLOT
CTC Formations


Les sutures sur membranes durant les régénérations osseuses guidées peuvent avoir divers objectifs :

- Stabiliser un tissu conjonctif à une membrane résorbable pour optimiser son positionnement et minimiser le nombre d'interventions.

- Suturer une membrane armée PTFE sur elle-même pour modeler la ROG et éliminer des zones irritatives au contact des muqueuses sous le lambeau vestibulaire.

Dans ces situations où les fils seront enfouis, la réaction inflammatoire minime lors de la résorption des fil 7/0 nous offre une qualité optimale de cicatrisation.

La solidité du fil Monosorb 7/0 et la finesse de l'aiguille permettent de réaliser ces gestes sereinement sans dilacerer les membranes.



Dr. Romain DOLIVEUX
Doliveux Regeneration Academy

La fermeture d'une perforation de la membrane sinusienne lors de la réalisation d'un sinuslift est incontournable.

La méthode de choix est la suture. Etant donnée la finesse du tissu, celle-ci ne peut être réalisée qu'avec un fil de diamètre réduit, résorbable et une aiguille adaptée.

Le Monosorb 7.0 monté d'une aiguille 3/8 de 8mm de qualité est parfaitement adapté à ce geste fin et délicat.

Nylon - non résorbable



Aiguille	Fil		Tarifs TTC / boîte		
	Section	Réf. produit	3 boîtes	5 boîtes	10 boîtes
3/8 cercle - 13mm	6/0	DM22PA	83,70€	78,10€	72,10€
	3/0	DM03PA	68,90€	63,60€	59,60€
3/8 cercle - 16mm	4/0	DM02PA	61,20€	57,10€	53,10€
	5/0	DM11PA	65,80€	61,80€	56,60€
	6/0	DM23PA	69,60€	64,60€	60,80€
3/8 cercle - 19mm	3/0	DM06PA	57,60€	54,30€	51,60€
	4/0	DM05PA	58,90€	54,60€	51,80€
	5/0	DM24PA	61,10€	56,90€	53,00€

Polypropylène - non résorbable



Aiguille	Fil		Tarifs TTC / boîte		
	Section	Réf. produit	3 boîtes	5 boîtes	10 boîtes
3/8 cercle - 8mm	7/0	DM20PP	104,90€	103,10€	100,10€
1/2 cercle - 13mm	6/0	DM25PP	86,90€	80,30€	77,20€
	5/0	DM19PP	84,60€	78,10€	74,70€
3/8 cercle - 13mm	6/0	DM18PP	86,20€	80,50€	74,60€
	7/0	DM06PP	95,50€	92,30€	89,90€
	3/0	DM14PP	61,20€	56,90€	54,10€
3/8 cercle - 16mm	4/0	DM13PP	63,60€	59,40€	55,40€
	5/0	DM12PP	69,50€	65,40€	63,50€
	6/0	DM15PP	74,20€	69,10€	65,30€
3/8 cercle - 19mm	3/0	DM07PP	63,10€	61,10€	57,90€
	4/0	DM16PP	61,40€	57,10€	54,80€
	5/0	DM17PP	66,10€	61,80€	59,40€



Dr. Antoine POPELUT - Odontia

J'utilise le Monofilament polypropylène 6/0 dans la chirurgie plastique parodontale. La résistance à la traction, le maintien tissulaire et l'absence d'inflammation garantissent une cicatrisation optimale.

Dans le cas d'une chirurgie par tunnelisation, des points doubles suspendus sont réalisés afin d'assurer une traction coronaire et un maintien du greffon. La cicatrisation à 9 mois met en évidence le recouvrement et l'épaississement gingival garantissant une stabilité au long cours.




Drs. Sébastien PISCITELLO et Mathieu GIUSTI - ARSO Formation

Le polypropylène 6/0 est incontournable dans notre pratique quotidienne en chirurgie plastique parodontale additive, soustractive ou combinée.

La forme, la résistance, et la pénétration de l'aiguille 13mm 3/8, combinées à une incroyable glissance du fil, font que cette suture ne traumatise absolument pas les tissus lors de son utilisation et assure une excellente tenue du nœud durant toute la phase de cicatrisation. Elle est remarquable par sa biocompatibilité exceptionnelle qui n'engendre aucune inflammation, en post opératoire immédiat mais également sur le long terme, assurant ainsi une cicatrisation optimale, et sans douleur pour le patient.

PTFE Néoflon - non résorbable



Aiguille	Fil		Tarifs TTC / boîte		
	Section	Réf. produit	3 boîtes	5 boîtes	10 boîtes
3/8 cercle - 13mm	5/0	N5DM135512S	158,00€	155,00€	151,90€
	6/0	N6DM135512S			
3/8 cercle - 16mm	3/0	N3DM165512S	158,00€	155,00€	151,90€
	4/0	N4DM165512S			
	5/0	N5DM165512S			
3/8 cercle - 19mm	6/0	N6DM165512S	158,00€	155,00€	151,90€
	3/0	N3DM195512S			
	4/0	N4DM195512S			
	5/0	N5DM195512S			

PGA Rapid - résorbable rapide





Aiguille	Fil		Tarifs TTC / boîte		
	Section	Réf. produit	3 boîtes	5 boîtes	10 boîtes
3/8 cercle - 13mm	6/0	DM17PR	104,10€	99,40€	96,60€
	3/0	DM02PR			
	4/0	DM01PR			
3/8 cercle - 16mm	5/0	DM06PR	104,10€	99,40€	96,60€
	6/0	DM15PR			
	3/0	DM07PR			
3/8 cercle - 19mm	4/0	DM08PR	104,10€	99,40€	96,60€
	5/0	DM09PR			
3/8 cercle - 24mm	3/0	DM18PR	104,10€	99,40€	96,60€



Dr. Carole LECONTE - Letia

J'ai choisi la suture PGA en résorption rapide en 5/0 car elle est universelle, elle allie à la fois la résistance mécanique et une excellente préservation des tissus avec un caractère absolu non traumatique pendant son utilisation et pendant les jours qui suivent permettant une cicatrisation optimale et une stabilité des sutures pendant la période cruciale des sept premiers jours. Son délai de résorption de 15 jours nous permet d'avoir un contrôle sans avoir à déposer les points, améliorant le confort et la sérénité des patients. L'absence d'inflammation, le caractère quasi invisible et la facilité de mise en tension sont des éléments décisifs qui font de cette suture mon choix systématisé.

PGLA Lactic - résorbable



Aiguille	Fil		Tarifs TTC / boîte		
	Section	Réf. produit	3 boîtes	5 boîtes	10 boîtes
3/8 cercle - 8mm	7/0	DM23PL	122,80€	120,30€	117,80€
3/8 cercle - 13mm	6/0	DM26PL	101,60€	99,90€	97,20€
	7/0	DM22PL	102,60€	101,20€	99,00€
3/8 cercle - 16mm	3/0	DM21PL	93,90€	91,20€	88,20€
	4/0	DM20PL	93,90€	91,20€	88,20€
	5/0	DM19PL	93,90€	91,20€	88,20€
	6/0	DM27PL	101,30€	99,40€	96,60€
	7/0	DM24PL	102,20€	100,60€	97,80€
3/8 cercle - 19mm	3/0	DM18PL	93,90€	91,20€	88,20€
	4/0	DM16PL	93,90€	91,20€	88,20€
	5/0	DM17PL	93,90€	91,20€	88,20€

Soie - non résorbable



Aiguille	Fil		Tarifs TTC / boîte		
	Section	Réf. produit	3 boîtes	5 boîtes	10 boîtes
3/8 cercle - 16mm	3/0	DM06JE	67,70€	63,50€	60,80€
	4/0	DM07JE			
	5/0	DM08JE			
3/8 cercle - 19mm	3/0	DM09JE	67,70€	63,50€	60,80€
	4/0	DM10JE			
	5/0	DM11JE			

Notre gamme de sutures

Conforme à l'annexe II section 4 de la directive 93/42 CEE

LÉGENDE



Design de l'aiguille optimisé
triangulaire reverse-cutting
en acier inoxydable

Etiquettes de traçabilité

Emballage facilité

Conditionnement 12 pièces

Monofilament

Multifilaments

Longueur de fil 55 - 75 cm

Temps de résorption totale dans les tissus

Surface Lisse, flexible, élastique

Glissement dans les tissus

Tension Résistance


Les sutures Néohm sont des Dispositifs Médicaux conformes à la Directive 93/42/CEE du 14 juin 1993 ainsi qu'à la modification de la Directive 2007/47/EC du 5 septembre 2007.



Des sutures conçues
en Europe



Un emballage
facilité



Une étiquette de traçabilité
autocollante

DÉCOUVREZ NOTRE VIDÉO !
Présentation de la société Néohm



8 rue d'Ouessant
75015 PARIS - France

Tel : 01 55 30 06 98
E-mail : serviceclients@neohm.fr

neohm.fr