



DISTRIBUTEUR EXCLUSIF DE DISPOSITIFS MÉDICAUX

KITS CHIRURGICAUX PERSONNALISÉS
PRODUITS STÉRILES - PLATEAUX TECHNIQUES


SUTURES

PROTECTION JETABLE
GANTS D'EXAMEN & DE CHIRURGIE
STÉRILISATION
EQUIPEMENT BLOC SUR MESURE

« Ayant pour ambition de parfaire l'acte chirurgical, Néohm a conçu exclusivement pour la chirurgie dentaire – implantaire – greffe osseuse & mucogingivale, une gamme complète de sutures avec des matériaux différents pouvant répondre à toute indication clinique et exigence technique de la part du praticien. »

Cédric Vigo - Président Néohm

Un design de l'aiguille optimisé



La forme de l'aiguille, triangulaire en reverse-cutting en acier inoxydable, permet grâce à son affûtage optimisé une pénétration aisée dans les lambeaux sans traumatiser les tissus.

Plusieurs matériaux de fil

Il appartient au praticien de sélectionner le fil le plus approprié à son indication clinique, au profil de sa chirurgie et à sa philosophie de travail afin d'optimiser la qualité de sa cicatrisation. Il pourra choisir entre :

- un **MONOFILAMENT RÉSORBABLE** (Monofast / Monosorb) idéal pour la gestion des tissus mous, la greffe et les chirurgies classiques ; la cicatrisation est optimisée car la plaque dentaire est limitée,
- un **MONOFILAMENT NON-RÉSORBABLE** (Polypropylène / Nylon / PTFE) pour vos interventions en muco-gingivale et autres greffes ou reconstructions,
- un **MULTIFILAMENT RÉSORBABLE** en Polyglycolique acide couvert d'un enduit biologiquement conforme : (Polycaprolactone) et le stéarate de calcium,
- un **MULTIFILAMENT NON-RÉSORBABLE** en Soie.

Monofast - résorbable rapide



90 - 120j



violet




résistant



lisse




Aiguille	Fil		Tarifs TTC / boîte		
	Section	Réf. produit	3 boîtes	5 boîtes	10 boîtes
1/2 cercle - 13mm	6/0	DM26PC	89,60€	83,10€	77,50€
1/2 cercle - 16mm	5/0	DM29PC	84,00€	77,60€	74,60€
3/8 cercle - 13mm	6/0	DM19PC	87,50€	79,70€	74,20€
3/8 cercle - 16mm	3/0	DM13PC	67,20€	63,20€	59,50€
	4/0	DM03PC	73,40€	67,30€	64,50€
	5/0	DM01PC	70,90€	65,00€	60,30€
	6/0	DM18PC	77,80€	72,00€	66,30€
3/8 cercle - 19mm	3/0	DM17PC	66,60€	62,60€	59,50€
	4/0	DM16PC	70,90€	64,80€	61,10€
	5/0	DM14PC	70,30€	64,40€	59,60€
	6/0	DM15PC	73,00€	68,40€	65,90€



Dr. Gary FINELLE - Dental7Paris


Les sutures Monofast monofilament résorbables allient simplicité d'utilisation pour le praticien et confort pour le patient dans quasiment toutes les situations cliniques. Je ne les utilisais initialement que pour des indications précises m'affranchissant de dépose de fils hasardeuses. Je dois dire que je les utilise depuis 2021 dans ma pratique quotidienne dans presque toutes les situations cliniques du 5/0 et 6/0 en Monofast et 7/0 en Monosorb ; une belle découverte !



Dr. Patrice MARGOSSIAN - Smile Concept

Les sutures sont loin d'être un point de détail en chirurgie. L'objectif est de maintenir la stabilité des tissus durant les premiers jours post-opératoires.

Les propriétés physico-chimique du fil Monofast, notamment son élasticité, en font un produit de référence.



Dr. Pierre KELLER - Pk-Formations

J'utilise la suture Monofast 6/0 lors des plasties vestibulaires de Kazanjian. Le caractère résorbable de cette suture est essentiel pour cette technique d'approfondissement vestibulaire.

La taille et le format de l'aiguille permettent de suturer le plan profond avec facilité. Enfin, la rigidité de l'aiguille garantit l'ancrage périoste dans le fond du vestibule. Je suis ravi de l'utilisation de cette suture dans cette indication mais aussi dans toutes mes chirurgies muco-gingivales.

Monosorb - résorbable



180 - 210 j



violet




résistant



lisse




Aiguille	Fil		Tarifs TTC / boîte		
	Section	Réf. produit	3 boîtes	5 boîtes	10 boîtes
3/8 cercle - 8mm	7/0	DM21PD	107,70€	99,70€	92,00€
3/8 cercle - 13mm	6/0	DM18PD	94,00€	86,70€	79,90€
	7/0	DM19PD	102,60€	95,60€	87,80€
3/8 cercle - 16mm	3/0	DM10PD	75,30€	70,60€	65,90€
	4/0	DM14PD	76,90€	71,10€	66,40€
	5/0	DM01PD	78,80€	73,20€	67,40€
	6/0	DM15PD	84,20€	77,60€	71,80€
3/8 cercle - 19mm	3/0	DM16PD	70,40€	65,60€	60,70€
	4/0	DM17PD	74,60€	69,90€	65,10€
	5/0	DM11PD	76,80€	71,00€	66,30€



Dr. Frédéric CHAMIEH

En chirurgie muco-gingivale péri-implantaire, le fil Monosorb 7.0 est un atout majeur tant par la capacité de pénétration tissulaire de l'aiguille qui permet de suturer des tissus extrêmement fins que par la résistance à la rupture qui autorise une traction tissulaire lorsque celle-ci est nécessaire.

La résorption de ce fil est respectueuse des tissus en voie de cicatrisation et a l'avantage de ne pas retenir de plaque bactérienne.

Drs. Romain CHALEIL et Aurélien THOLLOT
CTC Formations


Les sutures sur membranes durant les régénérations osseuses guidées peuvent avoir divers objectifs :

- Stabiliser un tissu conjonctif à une membrane résorbable pour optimiser son positionnement et minimiser le nombre d'interventions.

- Suturer une membrane armée PTFE sur elle-même pour modeler la ROG et éliminer des zones irritatives au contact des muqueuses sous le lambeau vestibulaire.

Dans ces situations où les fils seront enfouis, la réaction inflammatoire minime lors de la résorption des fil 7/0 nous offre une qualité optimale de cicatrisation.

La solidité du fil Monosorb 7/0 et la finesse de l'aiguille permettent de réaliser ces gestes sereinement sans dilacerer les membranes.

Dr. Romain DOLIVEUX
Doliveux Regeneration Academy

La fermeture d'une perforation de la membrane sinusienne lors de la réalisation d'un sinuslift est incontournable.

La méthode de choix est la suture. Etant donnée la finesse du tissu, celle-ci ne peut être réalisée qu'avec un fil de diamètre réduit, résorbable et une aiguille adaptée.

Le Monosorb 7.0 monté d'une aiguille 3/8 de 8mm de qualité est parfaitement adapté à ce geste fin et délicat.

Nylon - non résorbable



bleu

résistant

lisse, flexible
élastique

Aiguille	Fil		Tarifs TTC / boîte		
	Section	Réf. produit	3 boîtes	5 boîtes	10 boîtes
3/8 cercle - 13mm	6/0	DM22PA	80,90€	75,50€	69,70€
	3/0	DM03PA	66,60€	61,50€	57,60€
3/8 cercle - 16mm	4/0	DM02PA	59,20€	55,10€	51,30€
	5/0	DM11PA	63,60€	59,70€	54,70€
	6/0	DM23PA	67,20€	62,40€	58,70€
3/8 cercle - 19mm	3/0	DM06PA	55,60€	52,50€	49,90€
	4/0	DM05PA	56,90€	52,70€	50,10€
	5/0	DM24PA	59,00€	55,00€	51,20€

Polypropylène - non résorbable




bleu

résistant

lisse




Aiguille	Fil		Tarifs TTC / boîte		
	Section	Réf. produit	3 boîtes	5 boîtes	10 boîtes
1/2 cercle - 13mm	6/0	DM25PP	84,00€	77,60€	74,60€
3/8 cercle - 13mm	5/0	DM19PP	81,70€	75,40€	72,20€
	6/0	DM18PP	83,30€	77,80€	72,00€
3/8 cercle - 16mm	3/0	DM14PP	59,10€	54,90€	52,30€
	4/0	DM13PP	61,40€	57,40€	53,60€
	5/0	DM12PP	67,10€	63,20€	61,40€
	6/0	DM15PP	71,70€	66,70€	63,10€
3/8 cercle - 19mm	3/0	DM07PP	61,00€	59,00€	55,90€
	4/0	DM16PP	59,40€	55,10€	52,90€
	5/0	DM17PP	63,80€	59,70€	57,40€



Dr. Antoine POPELUT - Odontia

J'utilise le Monofilament polypropylène 6/0 dans la chirurgie plastique parodontale. La résistance à la traction, le maintien tissulaire et l'absence d'inflammation garantissent une cicatrisation optimale.

Dans le cas d'une chirurgie par tunnelisation, des points doubles suspendus sont réalisés afin d'assurer une traction coronaire et un maintien du greffon. La cicatrisation à 9 mois met en évidence le recouvrement et l'épaississement gingival garantissant une stabilité au long cours.



Drs. Sébastien PISCITELLO et Mathieu GIUSTI - ARSO Formation

Le polypropylène 6/0 est incontournable dans notre pratique quotidienne en chirurgie plastique parodontale additive, soustractive ou combinée.

La forme, la résistance, et la pénétration de l'aiguille 13mm 3/8, combinées à une incroyable glissance du fil, font que cette suture ne traumatise absolument pas les tissus lors de son utilisation et assure une excellente tenue du nœud durant toute la phase de cicatrisation.

Elle est remarquable par sa biocompatibilité exceptionnelle qui n'engendre aucune inflammation, en post opératoire immédiat mais également sur le long terme, assurant ainsi une cicatrisation optimale, et sans douleur pour le patient.

PTFE Néoflon - non résorbable



blanc

résistant

lisse



Aiguille	Fil		Tarifs TTC / boîte		
	Section	Réf. produit	3 boîtes	5 boîtes	10 boîtes
3/8 cercle - 13mm	5/0	N5DM135512S	158,00€	155,00€	151,90€
	6/0	N6DM135512S			
3/8 cercle - 16mm	3/0	N3DM165512S	158,00€	155,00€	151,90€
	4/0	N4DM165512S			
	5/0	N5DM165512S			
	6/0	N6DM165512S			
3/8 cercle - 19mm	3/0	N3DM195512S	158,00€	155,00€	151,90€
	4/0	N4DM195512S			
	5/0	N5DM195512S			

PGA Rapid - résorbable rapide



42 j

incolore

résistant

excellent

Aiguille	Fil		Tarifs TTC / boîte		
	Section	Réf. produit	3 boîtes	5 boîtes	10 boîtes
3/8 cercle - 13mm	6/0	DM17PR	100,60€	96,00€	93,30€
3/8 cercle - 16mm	3/0	DM02PR	100,60€	96,00€	93,30€
	4/0	DM01PR			
	5/0	DM06PR			
3/8 cercle - 19mm	6/0	DM15PR	100,60€	96,00€	93,30€
	3/0	DM07PR			
	4/0	DM08PR			
3/8 cercle - 24mm	5/0	DM09PR	100,60€	96,00€	93,30€
	3/0	DM18PR			



Dr. Carole LECONTE - Letia

J'ai choisi la suture PGA en résorption rapide en 5/0 car elle est universelle, elle allie à la fois la résistance mécanique et une excellente préservation des tissus avec un caractère absolu non traumatique pendant son utilisation et pendant les jours qui suivent permettant une cicatrisation optimale et une stabilité des sutures pendant la période cruciale des sept premiers jours. Son délai de résorption de 15 jours nous permet d'avoir un contrôle sans avoir à déposer les points, améliorant le confort et la sérénité des patients. L'absence d'inflammation, le caractère quasi invisible et la facilité de mise en tension sont des éléments décisifs qui font de cette suture mon choix systématisé.

PGLA Lactic - résorbable



60 - 70 j

incolore

résistant

excellent

Aiguille	Fil		Tarifs TTC / boîte		
	Section	Réf. produit	3 boîtes	5 boîtes	10 boîtes
3/8 cercle - 16mm	3/0	DM21PL	87,20€	84,70€	81,90€
	4/0	DM20PL			
	5/0	DM19PL			
3/8 cercle - 19mm	3/0	DM18PL	87,20€	84,70€	81,90€
	4/0	DM16PL			
	5/0	DM17PL			

Soie - non résorbable



noir

force de traction

Aiguille	Fil		Tarifs TTC / boîte		
	Section	Réf. produit	3 boîtes	5 boîtes	10 boîtes
3/8 cercle - 16mm	3/0	DM06JE	65,40€	61,40€	58,80€
	4/0	DM07JE			
	5/0	DM08JE			
3/8 cercle - 19mm	3/0	DM09JE	65,40€	61,40€	58,80€
	4/0	DM10JE			
	5/0	DM11JE			

Notre gamme de sutures

Conforme à l'annexe II section 4 de la directive 95/42 CEE

LÉGENDE

Etiquettes de traçabilité

Monofilament

Temps de résorption totale dans les tissus

Glissement dans les tissus

Emballage facilité

Multifilaments

Surface Lisse, flexible, élastique

Tension Résistance

Conditionnement 12 pièces

Longueur de fil 55 - 75 cm



Design de l'aiguille optimisé triangulaire reverse-cutting en acier inoxydable


Les sutures Néohm sont des Dispositifs Médicaux conformes à la Directive 93/42/CEE du 14 juin 1993 ainsi qu'à la modification de la Directive 2007/47/EC du 5 septembre 2007.



Des sutures conçues
en Europe



Un emballage
facilité



Une étiquette de traçabilité
autocollante

DÉCOUVREZ NOTRE VIDÉO !
Présentation de la société Néohm



8 rue d'Ouessant
75015 PARIS - France

Tel : 01 55 30 06 98
E-mail : serviceclients@neohm.fr

neohm.fr